



**大容量の試料・キャニスター保存用 液体窒素低消費仕様**

- Extra Capacity (エキストラ容量)
- 大きいサイズの試料保存用 (ネック口径大)  
ストローなら700~5,000本、アンプルなら150~1,000本以上収納
- 液体窒素低消費仕様
- 取り回し容易な軽量容器

液体窒素保存容器 XCシリーズ	品番	MVE-10719924	MVE-10725435	MVE-9918039★	MVE-10743027	MVE-13101839★
	品名	XC 47/11-6	XC 47/11-10	XC 43/28	XC 34/18	XC 34/18 PLUS
<b>最大保存容量</b>						
キャニスター数 (付属)		6	10	6	6	6
C-10ケーシング使用時の 0.5mlストロー数		4,500	3,500	1,260	2,100	2,100
0.5mlストロー数 (1段、バルク)		6,216	5,000	1,764	別途お問い合わせください	3,000
5本立ケーシング使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数		1,320	1,050	360	630	630
<b>性能</b>						
液体窒素容量 (L)		47.4	47.4	42.2	34.8	67.5
静止蒸発率 (L/日) ※1		0.39	0.39	0.14	0.18	0.31
再充填期間 (満充填・日) ※2		76	76	193	123	136
<b>容器寸法</b>						
ネック口径 (mm)		127	127	70	89	89
全高 (mm)		673	673	670	675	952
外径 (mm)		508	508	508	464	464
キャニスター高 (mm)		279	279	279	279	279
キャニスター径 (mm)		102	71	56	71	71
空重量 (kg)		19	19	16.4	15.4	20.8
充填重量 (kg) ※3		54.6	54.6	50.5	43.5	47.3
希望小売価格 (円・税別) ※4		359,000	364,000	380,000	277,000	377,000
<b>別売オプション</b>						
ローラーベース *同列本体品番別	品番	MVEP-6RB3	MVEP-6RB3	MVEP-6RB3	MVEP-6RB2	MVEP-6RB2
	品名	ローラーベース 103	ローラーベース 103	ローラーベース 103	ローラーベース 102	ローラーベース 102
希望小売価格 (円・税別)		44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
予備用キャニスター *同列本体品番別	品番	MVEP-14782411★	MVEP-14782429★	別途お問い合わせください ★	MVEP-14782402★	MVEP-20556247★
	品名	予備用 11インチ キャニスター	予備用キャニスター		予備用キャニスター	予備用キャニスター
希望小売価格 (円・税別)		14,000	11,750		9,500	10,250

液面レベルスケール *汎用	品番	MVEP-5613469	MVEP-20561020
	品名	液面レベルスケール 24インチ	液面レベルスケール 47インチ
長さ (mm)		610	1,200
希望小売価格 (円・税別)		2,000	3,750

※1：静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。  
 ※2：再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実施の期間は設置環境や使用状況などにより変化します。  
 ※3：充填重量にはラックや保存試料の重量は含まれません。 ※4：付属品としてキャニスターを含みます。  
 ★印の品番は受注生産となります。納期につきましては、別途お問い合わせください。



**大容量の試料・キャニスター保存用 液体窒素低消費仕様**

- Extra Capacity (エキストラ容量)
- 大きいサイズの試料保存用 (ネック口径大)  
ストローなら700~5,000本、アンプルなら150~1,000本以上収納
- 液体窒素低消費仕様
- 取り回し容易な軽量容器

液体窒素保存容器	品番	MVE-9918069	MVE-9918449★	MVE-14892901	MVE-9918539★
XCシリーズ	品名	XC 33/22	XC 32/8	SIGNATURE XC20	XC 22/5
<b>最大保存容量</b>					
キャニスター数 (付属)		6	9	6	6
C-10ケーシング使用時の0.5mlストロー数		1,260	2,520	720	2,400
0.5mlストロー数 (1段、バルク)		1,764	3,960	1,122	3,666
5本立ケーシング使用時の1.2ml又は2.0mlアンプル数		360	855	210	810
<b>性能</b>					
液体窒素容量 (L)		33.4	32	20.5	22.4
静止蒸発率 (L/日) ※1		0.14	0.35	0.095	0.35
再充填期間 (満充填・日) ※2		154	57	135	40
<b>容器寸法</b>					
ネック口径 (mm)		70	97	55	97
全高 (mm)		660	546	652	559
外径 (mm)		464	464	368	368
キャニスター高 (mm)		279	279	279	279
キャニスター径 (mm)		56	67	41	79
空重量 (kg)		15.4	13.6	10.5	11.8
充填重量 (kg) ※3		42.5	39.5	27	30
希望小売価格 (円・税別) ※4		285,000	349,000	190,000	272,000
<b>別売オプション</b>					
ローラーベース	品番	MVEP-6RB2	MVEP-6RB2		
*同列本体品番別	品名	ローラーベース 102	ローラーベース 102		
希望小売価格 (円・税別)		44,000	44,000		
予備用キャニスター	品番	MVEP-14782437★	MVEP-9719339★	14544800★	MVEP-9719349
*同列本体品番別	品名	予備用キャニスター	予備用キャニスター	予備用キャニスター	予備用キャニスター
希望小売価格 (円・税別)		11,500	10,750	10,500	11,750
輸送用保護コンテナ	品番				MVEP-20750520★
*同列本体品番別	品名				輸送用保護コンテナ
内径 (mm)					381.0
外径 (mm)					457.2
リッドまでの全高 (mm)					490.2
リッド含む全高 (mm)					637.5
空重量 (kg)					6.80
希望小売価格 (円・税別)					107,000
液面レベルスケール	品番	MVEP-5613469		MVEP-20561020	
*汎用	品名	液面レベルスケール 24インチ		液面レベルスケール 47インチ	
長さ (mm)		610		1,200	
希望小売価格 (円・税別)		2,000		3,750	

※1：静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。  
 ※2：再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実施の期間は設置環境や使用状況などにより変化します。  
 ※3：充填重量にはラックや保存試料の重量は含みません。  
 ※4：付属品としてキャニスターを含みます。

★印の品番は受注生産となります。納期につきましては、別途お問い合わせください。